

検体管理ソフト MDRシステム

検体のロケーション管理から入出庫管理を一元化で管理



- Mother検体, Daughter検体の情報登録はCSVファイルまたMDRシステムから可能
- Mother検体ID, Daughter検体IID付けは元IDを使用したり新たなID付けが可能
- 親検体から子検体の管理が枝番で管理可能
- PDAで検体の保存場所が確認可能。

出庫の際にはカラー液晶表示のPDA（携帯情報端末）で検体の保存場所が確認できる仕組みになっているため、居室から離れた保存場所（フリーザーや液体窒素タンク）で検体の保存場所が確認できます。

また取出しの際にはPDAで検体のバーコードを読み取る事で本当に取出したい検体なのか確認することもできます。

- 検体情報の管理項目名称設定がユーザで設定可能。

検体情報を管理する為の管理項目名称をユーザ一側で20項目まで自由に設定できます。これによりシステム導入後に名称の変更が発生した場合にもユーザ一側で変更できるためシステム改修費用が掛りません。

- チューブ一括読取りリーダーとの連係が可能



親検体ID:EB1001



EB1001-001



EB1001-002



EB1001-003



保管庫前でPDAにより保存場所をチェック！

■ 主な機能

- ・ ユーザーマスタ管理機能
- ・ 保管庫移動機能
- ・ 検体入出庫履歴管理機能
- ・ フリーザーレイアウト作成機能
- ・ チューブボックスレイアウト作成機能
- ・ 検体の容量管理機能

- ラベルは多数実績のある低温、DMSO耐性有

ラベルはディープフリーザー、液体窒素での保存可能なラベルをご用意しています。



※ お客様のご要望に応じてソフトのカスタム対応も承ります。(別途費用が掛かります。)

■ データベースに関して

MDRシステムで使用されているデータベースはMicrosoftのAccessとSQLサーバーへの2種類になります。
※シングルライセンス版はAccessになります。

■ システム構成

- ・ MDRシステムソフト
- ・ A4ノートPC
- ・ PDA
- ・ 2次元バーコードリーダー
- ・ ラベルプリンタ

- 対応OS: Windows7、Windows8

1506



販売・開発 エビック株式会社

〒340-0043 埼玉県草加市草加2-13-23
TEL:048(984)7002 FAX:048(984)7003
<http://www.ebic-corp.com>

開発協力会社 : ユニオンテック株式会社

お問い合わせ