

エビック・ラベルテック



検体管理ラベル発行システム

ELAB プリントシステム Ver1.0

プリンタ、専用印字ソフトのセットになります。

標準価格158,000円

まだ手書きで識別管理してる皆様、こちらに切り替えるチャンスです！




ELABラベルは凍結保存可能な8種類をご用意！

	用途	品番	ラベルサイズ	標準価格	数量 1R
1	1.5ml~2.0mlチューブ	ELAB-1.5-3012-W	30mm X 12mm	¥3,500	1,000枚/R
2	0.5mlチューブ	ELAB-0.5-2412-W	24mm X 12mm	¥3,200	1,000枚/R
3	0.2mlチューブ	ELAB-0.2-2107-W	21mm X 7mm	¥3,200	1,000枚/R
4	プレート用	ELAB-P-656.5-W	65mm X 6.5mm	¥4,500	1,000枚/R
5	一般用	ELAB-G-4020-W	40mm X 20mm	¥4,600	800枚/R
6	チューブトップとサイド	ELAB-SS-10-3010-W	10Φ+30mm x 10mm	¥4,500	1,000枚/R
7	チューブトップ	ELAB-PS10	10Φ	¥4,500	1,000枚/R
8	1.5ml~2.0mlチューブ 凍結済みチューブ対応	ELAB-ICE-4012	40mm X 12mm	¥20,000	1,000枚/R

※ インクリボンは 型式:R4311-90 をご購入ください。 定価¥13,000(5巻入り)

■専用ソフト使用方法

1. 8種類のラベルからラベルを選択



2. 同一ラベルの印字枚数を指定

3. 印字する行数を選択

※ラベルによって行数は異なります

4. 各行における印字内容を以下から選択

- ・ 文字を手入力
- ・ 連番
- ・ 日付(PCのカレンダー)
- ・ 外部CSVファイルデータ取り込み



ご注意

1. 文字サイズはラベルサイズに適正なサイズを考慮した固定サイズになります。
2. 文字フォントはMSゴシックに限定されております。
3. 最大文字入力数はラベルサイズ毎に決められております。



	用途	品番	各行における最大文字入力数	行数
1	1.5ml~2.0ml チューブ	ELAB-1.5-3012-W	16バイト	1~3
2	0.5mlチューブ	ELAB-0.5-2412-W	13バイト	1~3
3	0.2mlチューブ	ELAB-0.2-2107-W	11バイト	1~2
4	プレート用	ELAB-P-656.5-W	39バイト	1~2
5	一般用	ELAB-G-4020-W	18バイト	1~4
6	チューブトップとサイド	ELAB-SS-10-3010-W	丸:上下は3バイト、中央は5バイト 四角:17バイト	1~3
7	チューブトップ	ELAB-PS10	上下:3バイト 中央:5バイト	1~3
8	1.5ml~2.0ml チューブ 凍結済みチューブ対応	ELAB-ICE-4012	22バイト	1~3

※チューブトップラベルの上記文字入力数は3行指定した場合のバイト数になります。

2行指定した場合は最大4バイトになります。

※1バイトは半角英数字を表します。日本語の場合は1文字につき2バイトを要します。

■プリンタ概略仕様

印字方式	熱転写
外形寸法	幅203mm×縦259.3mm×高さ191.5mm
インターフェイス	USB2.0 RS232C
プリンタドライバOS	Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10

開発・販売:エピック・ラベルテック株式会社

〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2173-11-206

TEL 048(923)6020 FAX 048(984)7003